

Lista de precios 2025



Laboratorio clínico veterinario Diagnósis

Román Díaz 2116, Ñuñoa, Santiago

EXAMEN	DESCRIPCIÓN	CONTENEDOR O TIPO DE MUESTRA	VOLUMEN MÍNIMO DE MUESTRA	ENTREGA DE RESULTADO (HORAS HÁBILES)
--------	-------------	------------------------------	---------------------------	--------------------------------------

Combos

Hemograma + Perfil bioquímico		Tubo tapa lila, tapa amarilla/roja y tapa gris	0,5 mL, 0,5 mL, 0,5 mL	12-24 hrs
Hemograma + Perfil bioquímico + Panel de coagulación		Tubo tapa lila, tapa amarilla/roja, tapa gris y tapa celeste	0,5 mL, 0,5 mL, 0,5 mL, 0,9 mL	12-24 hrs
Hemograma + Perfil bioquímico + Urianálisis		Tubo tapa lila, tapa amarilla/roja, tapa gris y frasco colector o jeringa	0,5 mL, 0,5 mL, 0,5 mL, 5 mL	12-24 hrs
Hemograma + perfil bioquímico + electrolitos		Tubo tapa lila, tapa amarilla/roja y tapa gris	0,5 mL, 1 mL, 0,5 mL	24-36 hrs
Hemograma + perfil bioquímico + fructosamina		Tubo tapa lila, tapa amarilla/roja y tapa gris	0,5 mL, 1 mL, 0,5 mL	12-24 hrs
Hemograma + perfil bioquímico + hemoparásitos (sangre capilar)		Tubo tapa lila, tapa amarilla/rojo y frotis sangre capilar	0,5 mL, 0,5 mL, 0,5 mL, frotis	12-24 hrs
Panel de coagulación	TP + TTPA	Tubo tapa celeste	0,9 mL	8-12 hrs
Perfil bioquímico	PT, ALB, GLO, R A/G, GLU, COL, BIT, CRE, URE, NUS, P, CA, ALT,	Tubo tapa amarilla/roja y gris	0,5 mL, 0,5 mL	8-12 hrs
Perfil hepático	ALT, AST, FA, GGT, BIT, BID, BII, ALB, COL, NUS	Tubo tapa amarilla/roja	0,5 mL	8-12 hrs
Perfil lipídico	COL, TRG, HDL, LDL	Tubo tapa roja	0,5 mL	24-36 hrs
Triglicéridos + colesterol		Tubo tapa amarilla/roja	0,5 mL	8-12 hrs
Perfil renal	ALB, CRE, URE/NUS, CA, P	Tubo tapa amarilla/roja	0,5 mL	8-12 hrs
Perfil renal + Urianálisis		Tubo tapa amarilla/roja + frasco colector o jeringa	0,5 mL, 5 mL	12-24 hrs
Perfil renal + Urianálisis + Urianálisis funcional		Tubo tapa amarilla/roja + frasco colector o jeringa	0,5 mL, 5 mL	12-24 hrs
Perfil renal + Urianálisis funcional + Electrolitos		Tubo tapa amarilla/roja + frasco colector o jeringa	2 mL, 5 mL	24-36 hrs

Urianálisis + Urianálisis funcional		Frasco colector o jeringa	5 mL	12-24 hrs
T4+TSH		Tubo tapa amarilla/roja	0,5 mL	24 hrs
Perfil tiroideo	T3+T4t+THS	Tubo tapa amarilla/roja	1 mL	24 hrs
Directo de pelo + cultivo hongos		Hisopado y pelos	2 gr pelo/uña/detritus, secreción	10-29 días
Directo de pelo + Cultivo hongos+ Malassezia		Hisopado, pelos y cinta adhesiva	2 gr pelo/uña/detritus, secreción, porta con cinta adhesiva	10-29 días
Cultivo corriente (secreciones) + Cultivo de hongos	Aislamiento e identificación bacteriana y fúngica en	Tórula Stuart o frasco de orina estéril	2 gr pelo/uña/detritus, secreción	10-29 días

Hematología

Crossmatch sanguíneo	Prueba de compatibilidad mayor y menor	Tubo tapa roja y lila	1 mL	8-12 hrs
Detección de hemoparásitos en frotis: <i>Mycoplasma</i> spp, <i>Theileria</i> sp, <i>Babesia</i> sp, <i>Hepatozoon</i> sp, <i>Filariosis</i> .		Frotis de sangre venosa/capilar	0,5 mL	8-12 hrs
Hematocrito (hto)		Tubo tapa lila	0,5 mL	8-12 hrs
Hemoglobina en mamíferos		Tubo tapa lila	0,5 mL	8-12 hrs
Hemograma completo mamíferos	Recuento de eritrocitario, recuento de leucocitos, hemoglobina (Hb), hematocrito (Hto), recuento reticulocitario (si aplica), índices corpusculares y fórmula leucocitaria	Tubo tapa lila	0,5 mL	8-12 hrs
Hemograma completo mamíferos no tradicionales	Recuento de eritrocitario, recuento de leucocitos, hemoglobina (Hb), hematocrito (Hto), recuento reticulocitario (si aplica), índices corpusculares y fórmula leucocitaria	Tubo tapa lila	0,5 mL	12-24 hrs
Hemograma completo aves/reptiles/peces	Recuento de eritrocitario, recuento de leucocitos, hemoglobina (Hb), hematocrito (Hto), índices corpusculares y fórmula leucocitaria	Tubo tapa lila	0,5 mL	8-12 hrs
Recuento absoluto de leucocitos		Tubo tapa lila	0,5 mL	8-12 hrs
Recuento absoluto de leucocitos y fórmula diferencial		Tubo tapa lila	0,5 mL	8-12 hrs

Recuento reticulocitario	Incluye recuento de reticulocitos, porcentaje de reticulocitos corregido (PRC) e índice de reticulocitos (IPR)	Frotis de sangre capilar	0,5 mL	8-12 hrs
--------------------------	--	--------------------------	--------	----------

Recuento de plaquetas	incluye volumen plaquetario medio	Tubo tapa lila	0,5 mL	8-12 hrs
-----------------------	-----------------------------------	----------------	--------	----------

Bioquímica

Ácidos biliares	Preprandial y postprandial	Tubo tapa amarilla o roja	1 mL	8-12 hrs
-----------------	----------------------------	---------------------------	------	----------

Ácido úrico		Tubo tapa roja	0,5 mL	24-36 hrs
-------------	--	----------------	--------	-----------

Albúmina		Tubo tapa amarilla o roja	0,5 mL	8-12 hrs
----------	--	---------------------------	--------	----------

ALT/GPT		Tubo tapa amarilla o roja	0,5 mL	8-12 hrs
---------	--	---------------------------	--------	----------

Amilasa		Tubo tapa amarilla o roja	0,5 mL	24-36 hrs
---------	--	---------------------------	--------	-----------

Amiloide sérico felino		Tubo tapa roja o verde	0,5 mL	24-36 hrs
------------------------	--	------------------------	--------	-----------

AST/GOT		Tubo tapa amarilla o roja	0,5 mL	8-12 hrs
---------	--	---------------------------	--------	----------

Bilirrubina directa		Tubo tapa amarilla o roja	0,5 mL	8-12 hrs
---------------------	--	---------------------------	--------	----------

Bilirrubina indirecta		Tubo tapa amarilla o roja	0,5 mL	8-12 hrs
-----------------------	--	---------------------------	--------	----------

Bilirrubina total		Tubo tapa amarilla o roja	0,5 mL	8-12 hrs
-------------------	--	---------------------------	--------	----------

Colesterol total		Tubo tapa amarilla o roja	0,5 mL	8-12 hrs
------------------	--	---------------------------	--------	----------

CPK total		Tubo tapa amarilla o roja	0,5 mL	24-36 hrs
-----------	--	---------------------------	--------	-----------

Creatinina		Tubo tapa amarilla o roja	0,5 mL	8-12 hrs
------------	--	---------------------------	--------	----------

Fosfatasa alcalina		Tubo tapa amarilla o roja	0,5 mL	8-12 hrs
--------------------	--	---------------------------	--------	----------

Fructosamina		Tubo tapa amarilla o roja	0,5 mL	8-12 hrs
--------------	--	---------------------------	--------	----------

HDL colesterol		Tubo tapa amarilla o roja	0,5 mL	24-36 hrs
----------------	--	---------------------------	--------	-----------

Globulinas totales		Tubo tapa amarilla o roja	0,5 mL	8-12 hrs
--------------------	--	---------------------------	--------	----------

Glucosa		Tubo tapa gris	0,5 mL	8-12 hrs
---------	--	----------------	--------	----------

Índice albúmina/globulinas	Tubo tapa amarilla o roja	0,5 mL	8-12 hrs
Lactato	Tubo tapa gris	0,5 mL	8-12 hrs
LDL colesterol	Tubo tapa amarilla o roja	0,5 mL	8-12 hrs
LDH total	Tubo tapa amarilla o roja	0,5 mL	24-36 hrs
Lipasa total	Tubo tapa amarilla o roja	0,5 mL	24-36 hrs
Lipasa pancreática específica (canina/felina)	Tubo tapa roja	0,5 mL	24-36 hrs
Proteína C reactiva	Tubo tapa roja	0,5 mL	24-36 hrs
Proteínas totales	Tubo tapa amarilla o roja	0,5 mL	8-12 hrs
SDMA	Tubo tapa roja o verde	0,5 mL	24-36 hrs
SDMA IDEXX	Tubo tapa roja o verde	0,5 mL	24-36 hrs
TLI	Tubo tapa roja o verde	0,5 mL	24-36 hrs
Triglicéridos	Tubo tapa amarilla o roja	0,5 mL	8-12 hrs
Urea	Tubo tapa amarilla o roja	0,5 mL	8-12 hrs

Iones

Calcio iónico	Tubo tapa roja	0,5 mL	72-80 hrs
Calcio total	Tubo tapa amarilla o roja	0,5 mL	8-12 hrs
Electrolitos séricos	Tubo tapa amarilla o roja	1 mL	24-36 hrs
Fósforo inorgánico	Tubo tapa amarilla o roja	0,5 mL	8-12 hrs
Magnesio	Tubo tapa roja	0,5 mL	24-36 hrs

Coagulación

Tiempo de protrombina parcial activada (TTPA)	Tubo tapa celeste	0,9 mL	8-12 hrs
Tiempo de protrombina (TP)	Tubo tapa celeste	0,9 mL	8-12 hrs

Orina

Creatinuria		Frasco orina o jeringa	1 mL	12-24 hrs
Densidad urinaria		Frasco orina o jeringa	1 mL	12-24 hrs
Proteinuria		Frasco orina o jeringa	1 mL	12-24 hrs
Relación GGT/Creatinina urinaria		Frasco orina o jeringa	1 mL	12-24 hrs
Uroanálisis	Físico, químico y sedimento	Frasco orina o jeringa	5 mL	12-24 hrs
Uroanálisis funcional	Creatinuria, proteinuria, UPC	Frasco orina o jeringa	1 mL	12-24 hrs

Hormonas

Corticotropina (ACTH)		Tubo tapa lila	0,5 mL	24 hrs
Cortisol		Tubo tapa roja	0,5 mL	24 hrs
Cortisol urinario		Frasco orina o jeringa	5 mL	72 hrs
Estimulación con ACTH	2 muestras	Tubo tapa roja	0,5 mL cada una	24 hrs
Estradiol (estrógeno)		Tubo tapa roja	0,5 mL	24 hrs
H. tiroestimulante (TSH)		Tubo tapa roja	0,5 mL	24 hrs
Insulina		Tubo tapa roja	0,5 mL	24 hrs
Progesterona		Tubo tapa roja	0,5 mL	24 hrs
Relación cortisol/creatinina en orina		Frasco orina o jeringa	3 mL	72 hrs
Supresión con dexametasona	3 muestras	Tubo tapa roja	0,5 mL cada una	24 hrs
Testosterona		Tubo tapa roja	0,5 mL	24 hrs
Tiroxina (T4)		Tubo tapa roja	0,5 mL	24 hrs
Tiroxina libre (T4I)		Tubo tapa roja	0,5 mL	24 hrs
Triyodotironina (T3)		Tubo tapa roja	0,5 mL	24 hrs

Citodiagnóstico

Citología aguja fina, impronta, raspados	Frotis (PAF/PAAF)	PAF, PAAF subcutaneo o de órgano, fluidos o impronta	3-4 días
Citología vaginal	Hisopado vaginal	extendido fijado al aire	8-12 hrs
Citoquímica de líquidos (efusiones, líquidos cavitarios)	Tubo lila, tapa roja/jeringa	0,5 mL, 0,5 mL	8-12 hrs
Citoquímica LCR	Tubo lila, tapa roja/jeringa	0,5 mL	8-12 hrs
Test Rivalta	Tubo lila, tapa roja o jeringa esteril	2 mL	8-12 hrs

Piel

Citología ótica

Dermatológico	Directo de piel/pelo, detección de Malassezia y tricograma	Cinta adhesiva, frasco estéril o secreción en tórula	12-24 hrs
Directo de piel/pelo		Frasco o contenedor estéril	12-24 hrs
Malazzesia		Cinta adhesiva, frasco estéril o secreción en tórula	12-24 hrs
Tricograma		Frasco estéril o microtubo	12-24 hrs

Serología

Distemper canino anticuerpos	Tubo tapa amarilla/roja/lila	0,5 mL	8-12 hrs
Ehrlichia / Anaplasma anticuerpos IgG	Tubo tapa amarilla/roja/lila	0,5 mL	24-36 hrs
Inmunodeficiencia felina (FIV) anticuerpos + Leucemia felina (FeLV) antígeno	Tubo tapa amarilla/roja/lila	0,5 mL	12-24 hrs
Leptospirosis anticuerpo anti IgG	Tubo tapa amarilla/roja/lila	0,5 mL	24-36 hrs
Parvovirus canino (CPV) anticuerpo	Tubo tapa amarilla/roja/lila	0,5 mL	8-12 hrs
Parvovirus canino anticuerpo + Distemper canino anticuerpo	Tubo tapa amarilla/roja/lila	0,5 mL	8-12 hrs
Toxoplasmosis (T. gondii) anticuerpos	Tubo tapa amarilla/roja/lila	0,5 mL	24-36 hrs

Biología molecular

Anaplasma spp	Tubo tapa lila	0,5 mL	6 días
---------------	----------------	--------	--------

Bartonella henselae		Tubo tapa lila	0,5 mL	6 días
Brucella canis		Tubo tapa lila	0,5 mL	6 días
Calicivirus felino		Tubo tapa lila	0,5 mL	6 días
Chlamydia spp		Tubo tapa lila	0,5 mL	6 días
Chlamydophila spp		Tubo tapa lila	0,5 mL	6 días
Distemper canino		Tubo tapa lila	0,5 mL	6 días
Ehrlichia spp		Tubo tapa lila	0,5 mL	6 días
Herpesvirus felino tipo I		Tubo tapa lila	0,5 mL	6 días
Herpesvirus canino tipo I		Tubo tapa lila	0,5 mL	6 días
Inmunodeficiencia felina (FIV)		Tubo tapa lila	0,5 mL	6 días
Leucemia felina (FeLV)		Tubo tapa lila	0,5 mL	6 días
Leptospira		Tubo tapa lila	0,5 mL	6 días
Parvovirus canino (CPV)		Tubo tapa lila	0,5 mL	6 días
Mycoplasmas hemotrópicos en felinos		Tubo tapa lila	0,5 mL	6 días
Microbiología				
Cultivo de hongos	Aislamiento e identificación de hongos	Frasco orina esteril o tórula Stuart	2 gr pelo/uña/detritus, secreción	22 días
Coprocultivo		Frasco orina esteril o medio de transporte Cary Bair	10 gr	5 días
Urocultivo	Incluye antibiograma	Frasco orina estéril	5 mL	4-5 días